

DUREX NATURALS PURE

Uživatelský návod & bezpečnostní informace (Intimní gel 100 ml)

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK · 100% PŘÍRODNÍ SLOŽENÍ

O PRODUKTU

Durex Naturals Pure je hydratační intimní gel na vodní bázi vytvořený ze 100% přírodních ingrediencí. Je navržen tak, aby přinášel přirozenou hladkost, zvlhčení a maximální pohodlí při intimních chvílích.

Hlavní přednosti:

Jemné složení respektuje přirozené pH intimních partií a udržuje jejich rovnováhu. Neobsahuje umělá barviva ani parfemaci, což minimalizuje riziko podráždění.

Kdy gel pomáhá:

- Při pocitu vaginální suchosti nebo nepohodlí.
- Pro zvýšení hladkosti a příjemnosti sexuálního zážitku.
- Při používání kondomů i erotických pomůcek.

VLASTNOSTI & KOMPATIBILITA

- ✓ **Složení na vodní bázi:** Nezanechává skvrny, nelepí a snadno se smývá vodou.
- ✓ **S kondomy:** Bezpečný pro použití s přírodními latexovými i polyisoprenovými kondomy.
- ✓ **S erotickými hračkami:** Vhodný pro kombinaci se všemi materiály erotických pomůcek (včetně silikonu).

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Otevření:** Otevřete víčko tuby vytlačením směrem nahoru.
- Aplikace:** Jemným stlačením tuby vytlačte požadované množství gelu na prsty.
- Nanesení:** Aplikujte gel na intimní partie nebo na nasazený kondom / erotickou pomůcku.
- Dávkování:** Použijte podle potřeby. Množství můžete kdykoliv během aktivity doplnit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Čtěte pečlivě před použitím:

- Není antikoncepce:** Gel nemá antikoncepční účinky a neobsahuje spermicid.
- Vliv na spermapohyb:** Intimní gely mohou zpomalovat pohyb spermií. Pokud se snažíte počít, poraďte se před použitím s lékařem.
- Kontaktní omezení:** Zabraňte styku s očima, poraněnou nebo podrážděnou kůží.
- Reakce pokožky:** Pokud se objeví podráždění nebo svědění, okamžitě přestaňte gel používat a smyjte jej vlažnou vodou.
- Konzultace s lékařem:** Poradte se s lékařem, pokud podráždění přetrvává, trpíte dlouhodobou vaginální suchostí, jste těhotná nebo kojíte.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM
POUŽÍVÁNÍ